



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - Ohio (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - **190**(Długość kabla 1,5 m):
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.100PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.100PTP),
 - **Care Plus, GC, IC, 3000, 4000, 5000 Series Infant Warmer Systems**(Długość kabla 1,5 m):
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.300PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.300PTP),
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy,

