



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik temperatury - YSI 400 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400PT),
  - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400PTP),
  - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.400T),
  - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400RA),
  - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400RP),
  - Naskórny czujnik temperatury 1 (BIOTEMP.400A1),
  - Naskórny czujnik temperatury 2 (BIOTEMP.400A2),
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach typu:
  - CASMed: 750; Criticare: 506, 507, 507E, 507ELC, 507S, 508, 1100, 2200, 8100 series; Datascope: Passport 2, Spectrum, Spectrum OR, Passport XG, Trio; Datex Ohmeda: S/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satellite Plus; Drager: Delta, Vista, Gamma, Kappa; Invivo: MDE Prism; Mindray: PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, VS-800; Nihon Kohden: BSM-2300 Life Scope I, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S.; Welch Allyn: Atlas
- Gwarancja 12-miesięcy,

