



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Kabel EKG-Anamed (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
  - **Długość kabla: 3,5 m**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3F),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3F),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5F),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5F),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
    - AM-78100A, AM 78100B, AM 78600, Vital Lite, Vital Wave, AM-7810A,
  - **Długość kabla: 4,0 m**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3F),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3F),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5F),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5F),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
    - AM-78100A, AM 78100B, AM 78600, Vital Lite, Vital Wave, AM-7810A,
  - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
    - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.BC.3T),
    - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.BC.5T),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
    - AM-78100A, AM 78100B, AM 78600, Vital Lite, Vital Wave, AM-7810A,
  - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
    - AM-78100A, AM 78100B, AM 78600, Vital Lite, Vital Wave, AM-7810A,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy



Anamed	Wzrost	Waga
3,5 m	1,70 m	70 kg
4,0 m	1,70 m	70 kg
3,0 m	1,70 m	70 kg
1,0 m	1,70 m	70 kg

