



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Datascope (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5F)
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Datascope 2000, 2000A, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, Ballon Pump, M/D3, M/D3A, M/D4, Passport, Passport IL, Passport EL, Passport XG, Passport XL, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Trio, Spectrum, Spectrum OR, System 82, System 83, System 90, System 90T, System 96, System 97,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Datascope 2000, 2000A, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, Ballon Pump, M/D3, M/D3A, M/D4, Passport, Passport IL, Passport EL, Passport XG, Passport XL, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Trio, Spectrum, Spectrum OR, System 82, System 83, System 90, System 90T, System 96, System 97,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.BC.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.BC.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Datascope 2000, 2000A, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, Ballon Pump, M/D3, M/D3A, M/D4, Passport, Passport IL, Passport EL, Passport XG, Passport XL, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Trio, Spectrum, Spectrum OR, System 82, System 83, System 90, System 90T, System 96, System 97,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Datascope 2000, 2000A, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, Ballon Pump, M/D3, M/D3A, M/D4, Passport, Passport IL, Passport EL, Passport XG, Passport XL, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Trio, Spectrum, Spectrum OR, System 82, System 83, System 90, System 90T, System 96, System 97,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy



Datascope	Wersja	Wzrost
2000	3-odpr. zatrzask	1,0 m
2000A	3-odpr. klamra	1,0 m
2001	5-odpr. zatrzask	1,0 m
2002	5-odpr. klamra	1,0 m

Datascope	Wersja	Wzrost
2100	3-odpr. zatrzask	3,5 m
2200	3-odpr. klamra	3,5 m
3000	5-odpr. zatrzask	3,5 m
3000A	5-odpr. klamra	3,5 m

Datascope	Wersja	Wzrost
Ballon Pump	3-odpr. zatrzask	4,0 m
M/D3	3-odpr. klamra	4,0 m
M/D3A	5-odpr. zatrzask	4,0 m
M/D4	5-odpr. klamra	4,0 m

Datascope	Wersja	Wzrost
Passport	3-odpr. zatrzask	3,0 m
Passport IL	3-odpr. klamra	3,0 m
Passport EL	5-odpr. zatrzask	3,0 m
Passport XG	5-odpr. klamra	3,0 m