



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Dixtal (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Dixtal,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Dixtal,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.BC.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.BC.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Dixtal,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Dixtal,
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. banan 4 mm (BIOECG.DI.P10F),
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy



Dixtal	Opis	Typ
BIOECG.BC.S3F	3-odpr. zatrzask	3,5 m
BIOECG.BC.C3F	3-odpr. klamra	3,5 m
BIOECG.BC.S5F	5-odpr. zatrzask	3,5 m
BIOECG.BC.C5F	5-odpr. klamra	3,5 m

Dixtal	Opis	Typ
BIOECG.BC.S3D	3-odpr. zatrzask	4,0 m
BIOECG.BC.C3D	3-odpr. klamra	4,0 m
BIOECG.BC.S5D	5-odpr. zatrzask	4,0 m
BIOECG.BC.C5D	5-odpr. klamra	4,0 m

Dixtal	Opis	Typ
BIOECG.BC.3T	Kabel główny 3-odpr.	3,0 m
BIOECG.BC.5T	Kabel główny 5-odpr.	3,0 m

Dixtal	Opis	Typ
BIOECG.RA.S3	3-odpr. zatrzask	1,0 m
BIOECG.RA.C3	3-odpr. klamra	1,0 m
BIOECG.RA.S5	5-odpr. zatrzask	1,0 m
BIOECG.RA.C5	5-odpr. klamra	1,0 m

Dixtal	Opis	Typ
BIOECG.DI.P10F	10-odpr. banan 4 mm	3,0 m