



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Ecafix (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.EC.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.EC.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.EC.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.EC.C5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Ecafix,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.EC.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.EC.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.EC.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.EC.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Ecafix,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.EC.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.EC.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Ecafix,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Ecafix,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy



| Ecafix | Typowy | Color |
|---------------|------------------|-----------|
| BIOECG.EC.S3F | 3-odpr. zatrzask | biały |
| BIOECG.EC.C3F | 3-odpr. klamra | niebieski |
| BIOECG.EC.S5F | 5-odpr. zatrzask | niebieski |
| BIOECG.EC.C5F | 5-odpr. klamra | niebieski |

| Ecafix | Typowy | Color |
|---------------|------------------|-----------|
| BIOECG.EC.S3D | 3-odpr. zatrzask | biały |
| BIOECG.EC.C3D | 3-odpr. klamra | niebieski |
| BIOECG.EC.S5D | 5-odpr. zatrzask | niebieski |
| BIOECG.EC.C5D | 5-odpr. klamra | niebieski |

| Ecafix | Typowy | Color |
|--------------|-----------------------|-----------|
| BIOECG.EC.3T | Kabel główny 3- odpr. | biały |
| BIOECG.EC.5T | Kabel główny 5-odpr. | niebieski |

| Ecafix | Typowy | Color |
|--------------|------------------|-----------|
| BIOECG.RA.S3 | 3-odpr. zatrzask | biały |
| BIOECG.RA.C3 | 3-odpr. klamra | niebieski |
| BIOECG.RA.S5 | 5-odpr. zatrzask | niebieski |
| BIOECG.RA.C5 | 5-odpr. klamra | niebieski |