



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Esaote (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.ES.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.ES.C3F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Wszystkie urządzenia firmy Esaote,
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. banan (BIOECG.SC.P10F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - EKG P120,
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. banan (BIOECG.SC2.P10F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - EKG P80, P8000 Series,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy

