



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Kabel EKG-GE-Critikon (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Critikon 8100T, Dinamap, 8700, 8710, 8720, 9700, 9710, 9720,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Critikon 8100T, Dinamap, 8700, 8710, 8720, 9700, 9710, 9720,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.BC.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.BC.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Critikon 8100T, Dinamap, 8700, 8710, 8720, 9700, 9710, 9720,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Critikon 8100T, Dinamap, 8700, 8710, 8720, 9700, 9710, 9720,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy



| GE - Critikon | Opis | Typ | Opis |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3-odpr. zatrzask | 3-odpr. zatrzask | 3-odpr. zatrzask | 3-odpr. zatrzask |
| 3-odpr. klamra | 3-odpr. klamra | 3-odpr. klamra | 3-odpr. klamra |
| 5-odpr. zatrzask | 5-odpr. zatrzask | 5-odpr. zatrzask | 5-odpr. zatrzask |
| 5-odpr. klamra | 5-odpr. klamra | 5-odpr. klamra | 5-odpr. klamra |

