



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kabel EKG-Schiller (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
  - **Długość kabla: 3,0 m**
    - 10-odpr. banan (BIOECG.SC.P10F),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
    - AT3, AT6, CS6, AT5, AT10, AT60, CS-200; Bionet Cardiotouch,
  - **Długość kabla: 3,0 m**
    - 10-odpr. banan (BIOECG.SC2.P10F),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
    - AT-1, AT-2, AT-2 Light, AT-2 Plus, AT-4, AT-10, AT-10 Plus, AT-60, AT-101, AT-102, AT-102-Plus, AT-104, AT-110, CS-100, CS-200, MS-2010, MS-2015; Bionet: CardioCare 2000; Esaote: P80 Series 40893, Biosound MyLab 30 CD, 30 CV; Cardiette: AR1200 adv; Welch Allyn CP10, CP20,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy

