



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kabel EKG-Spacelabs (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
  - **Długość kabla: 3,5 m**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3F),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3F),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5F),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5F),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ 500 / 600 / 900 Series (w/o Respiration), 90300 / 90400 / 90600 / 90700 Series, Tek-208 / 408 / 511 / 512 514 / 521, PC Bedsi, PCMS,
  - **Długość kabla: 4,0 m**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3D),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3D),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5D),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5D),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ 500 / 600 / 900 Series (w/o Respiration), 90300 / 90400 / 90600 / 90700 Series, Tek-208 / 408 / 511 / 512 514 / 521, PC Bedsi, PCMS,
  - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
    - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.BC.3T),
    - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.BC.5T),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ 500 / 600 / 900 Series (w/o Respiration), 90300 / 90400 / 90600 / 90700 Series, Tek-208 / 408 / 511 / 512 514 / 521, PC Bedsi, PCMS,
  - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ 500 / 600 / 900 Series (w/o Respiration), 90300 / 90400 / 90600 / 90700 Series, Tek-208 / 408 / 511 / 512 514 / 521, PC Bedsi, PCMS,
  - **Długość kabla: 3,5 m**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.SP.S3F),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.SP.C3F),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.SP.S5F),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.SP.C5F),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ Ultraview 90309, 90367, 90492, 90496, 91220, 91496,
  - **Długość kabla: 4,0 m**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.SP.S3D),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.SP.C3D),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.SP.S5D),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.SP.C5D),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ Ultraview 90309, 90367, 90492, 90496, 91220, 91496,
  - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
    - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.SP.3T),
    - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.SP.5T),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ Ultraview 90309, 90367, 90492, 90496, 91220, 91496,
  - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
    - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
    - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
    - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
    - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
  - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**  
■ Ultraview 90309, 90367, 90492, 90496, 91220, 91496,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy,



Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000

Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000

Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000

Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000

Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000

Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000

Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000

Opis	Symbol	Waga
1000mm		0,01000000
1500mm		0,01500000
2000mm		0,02000000
2500mm		0,02500000