



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny Uzumcu OPERA OP-2P (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Regulacja elektryczna:
 - wysokości,
 - pozycji Trendelenburga,
 - pozycji anty-Trendelenburga,
 - oparcia pleców,
 - boczny przechył,
 - przesuw,
- **Regulacja mechaniczna:**
 - zagłówka,
 - sekcji nóg: góra/dół,
 - sekcji nóg: lewo/prawo,
 - centralny zamek,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - modułowa konstrukcja znajduje zastosowanie w różnych operacjach chirurgicznych o wysokiej stabilności,
 - dzięki szerokiej gamie opcji dodatkowych stół ma zastosowanie we wszystkich rodzajach operacji chirurgicznych,
 - 4 duże kółka (125 mm) wykonane z tworzywa ABS zapewniają mobilność oraz łatwość w manewrowaniu stołem,
 - stół wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 316L),
 - blat stołu wykonany jest z materiału przeziernego dla promieni RTG,
 - materac pokryty został specjalną powłoką antybakteryjną, która chroni powierzchnię przed rozwojem bakterii jednocześnie nie pozwalając przeniknąć krwi jak i innym płynom obecnym na sali operacyjnej,
 - długość x szerokość : 2130 x 610mm,
 - wysokość (min) : 810 mm,
 - wysokość (max) : 1210 mm,
 - przesuw: 300 mm
 - regulacja oparcia pleców : +90° / -40°,
 - pozycja Trendelenburga : +25°,
 - pozycja anty-Trendelenburga : -25°,
 - przechyły boczne : +20° / -20°,
 - regulacja oparcia nóg (góra/dół) : +60° / -95°,
 - regulacja odwodzenia oparcia nóg : 80°,
 - maksymalna nośność: 350 kg (pozycja płaska) 200 kg (pozycja uchylna),
 - waga stołu 200 kg,
- **Możliwość doposażenia stołu w akcesoria widoczne na 2 ostatnich zdjęciach (za dopłatą),**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



1000
PRAISTON