



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser diodowy NeoV980 nm (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji izraelskiej
- NeoV980 jest zaawansowanym laserem diodowym o długości fali 980nm i mocy 28wat
- Kompaktowa budowa wykonana w całości ze stopu aluminium, dostarczona z praktyczną walizką, sprawia że laser jest łatwy w transporcie umożliwiając wykorzystanie urządzenia w kilku gabinetach
- Cichy innowacyjny system chłodzenia z układem zasilania umieszczonego poza obudową lasera, wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy, intuicyjna obsługa, regulowana średnica plamki zabiegowej, to wszystko sprawia że praca z laserem NeoV980 jest wyjątkowo bezpieczna i komfortowa
- Światło o długości 980 nm jest absorbowane zarówno przez wodę, hemoglobinę jak i oksyhemoglobinę
- Odpowiednio dobrany czas impulsu, pozwala wpłynąć na naczynia krwionośne na głębokość do 4 mm powodując blokadę przepływu krwi poprzez koagulację
- Laser NeoV980 z powodzeniem wykorzystywany jest również do lipolizy laserowej małych obszarów takich jak podbródek, kolano, ramię, bryczesy
- Lipoliza laserem Neov980nm emulgują komórki tłuszczowe, które z przestrzeni międzykomórkowej zostają ewakuowane przez układ limfatyczny
- Wykonanie lipolizy umożliwia zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych rękojeści zabiegowych z sterylizowalnymi włóknami laserowymi
- Rodzaje rękojeści zabiegowych (with OF-WFST400-D (400µm):
 - Niebieska - ø 0,5 mm
 - Czerwona - ø 1,0 mm
 - Zielona - ø 2,0 mm
 - Srebrna - ø 3,0 mm
- Zalety lasera NeoV 980nm:
 - Moc 28 wat, długość fali 980nm
 - Najwyższa jakość wykonania oraz potwierdzona skuteczność działania (CE, FDA, ISO)
 - Stabilna i precyzyjna moc wyjściowa
 - Możliwość ustawienia ciągłego, wielokrotnego lub pojedynczego impulsu
 - Personalizacja urządzenia dla kilku użytkowników
 - Zastosowanie światłowodów wielokrotnego użytku
 - Złącza światłowodowe Plug & Play
 - Czytelny wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy
 - Kompaktowa konstrukcja, zapewniająca mobilność
 - Wszechstronne zastosowanie
 - Niskie koszty eksploatacyjne
 - Szeroki wybór plamek zabiegowych (0,5mm, 1mm, 2mm, 3mm)
- Dane Techniczne:
 - Moc lasera: 28 wat
 - Długość fali lasera: 980nm
 - Czas trwania impulsu: 10ms do 750ms
 - Ciągły(CW pulse)
 - Czas przerwy: 20 ms do 2 s
 - Jeden impuls(SP pulse)
 - Wyświetlacz / Sterowanie: kolorowy ekran dotykowy LCD
 - Plamka zabiegowa regulowana: 0,5mm, 1mm, 2mm, 3mm
 - Włókna laserowe: Pcv 400um
 - Złącza: Plug&Play
 - Wbudowane zabezpieczenie termiczne
 - Wbudowane zabezpieczenie wilgotnościowe
 - Port USB
 - Pilot celujący: 532nm, 650nm tryb ciągły lub pulsacyjny (regulowany od 1Hz do 6Hz)
 - Język menu: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski
 - Zasilanie: 19VDC, 4,7 A
 - Waga: 3,5 kg
 - Wymiary: 22x22x10
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

