



## **Fotel ginekologiczny TEYCO MED IVY3 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 3 silniki elektryczne,
- Wysokość i oparcie regulowana elektrycznie,
- Regulacja podnóżka za pomocą silnika elektrycznego,
- Taca ze stali nie rdzewnej umieszczona jest pod siedziskiem,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230V - 50 Hz,,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości oraz oparcia: 6000 N,
  - Siła siłownika gazowego: 800 N,
  - Maksymalny udźwig: 180 kg,
  - Maksymalna moc: 120 VA,
  - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
  - Waga fotela: 75 kg,
  - Długość podstawy: 580 x 740 mm,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 950 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 500 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Teleskopowa podpórka pięty (dodatkowo lub w zastępstwie podnóżka),
  - Kolposkopowe wsparcie zintegrowane z siedziskiem,
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Podkolanniki,
  - Zestaw 4 kółek z metalowa ramą i hamulcem,
  - Para pokrowców na podkolanniki,
  - Pięta teleskopowa metalowa model RING,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

