



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel okulistyyczny TEYCO MED EXPEDIA EB01 (Expedia basic) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 1 silnik elektryczny,
- Składany podnóżek,
- Siedzisko obraca się 45 ° w lewo i w prawo i jest blokowane ręcznie,
- Wysokość regulowana elektrycznie,
- Regulacja oparcia oraz podnóżków za pomocą sprężyny gazowej,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230V - 50 Hz,,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 6000 N,
  - Siła siłownika gazowego: 800 N,
  - Maksymalny udźwig: 180 kg,
  - Maksymalna moc: 120 VA,
  - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
  - Waga fotela: 75 kg,
  - Długość podstawy: 580 x 740 mm
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 980 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 650 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Zestaw 4 kółek gumowych z metalową ramą i hamulcem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

