



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do pobierania krwi TEYCO MED FRANCY P4 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- Wykonany w całości ze stali lakierowany żywicą epoksydową,
- Zestaw jest standardowo wyposażony w 4 kółka z hamulcem,
- Wysokość i regulacja oparcia oraz podnóżków elektryczna,
- Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilające: 230V – 50 Hz,
 - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
 - Siła siłownika do regulacji wysokości: 10000 N,
 - Siła siłownika oparcia i podnóżka: 6000 N,
 - Siła siłownika do pozycji Trendelenburga: 2500 N,
 - Maksymalny udźwig: 220/230 kg,
 - Maksymalna moc: 200 VA,
 - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP66,
 - Waga fotela: 150 kg,
 - Wysokość siedziska max (od podstawy): 910 mm,
 - Wysokość siedziska min (od podstawy): 510 mm,
- Jako opcje dodatkowe dostępne są:
 - Regulowany zagłówek,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Akumulator,
 - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
 - Listwa montażowa (Euroszyňa) do montażu w części oparcia fotela,
 - Kolor niebieski tapicerki (błękitny),
 - Dwukolorowe obicie (oparcia / siedziska + podnóżka),
 - Trójkolorowe obicie (oparcie + siedzisko + podnóżek),
 - Przełącznik nożny (góraż / dół)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

