



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel do pobierania krwi TEYCO MED FRANCY P4 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- Wykonany w całości ze stali lakierowany żywicą epoksydową,
- Zestaw jest standardowo wyposażony w 4 kółka z hamulcem,
- Wysokość i regulacja oparcia oraz podnóżków elektryczna,
- Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230V – 50 Hz,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 10000 N,
  - Siła siłownika oparcia i podnóżka: 6000 N,
  - Siła siłownika do pozycji Trendelenburga: 2500 N,
  - Maksymalny udźwig: 220/230 kg,
  - Maksymalna moc: 200 VA,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP66,
  - Waga fotela: 150 kg,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 910 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 510 mm,
- Jako opcje dodatkowe dostępne są:
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Akumulator,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Listwa montażowa (Euroszyňa) do montażu w części oparcia fotela,
  - Kolor niebieski tapicerki (błękitny),
  - Dwukolorowe obicie (oparcia / siedziska + podnóżka),
  - Trójkolorowe obicie (oparcie + siedzisko + podnóżek),
  - Przełącznik nożny (góraż / dół)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

