



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67  
E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006  
[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel do Medycyny Estetycznej TEYCO MED FRANCY E4 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- Wykonany w całości ze stali lakierowanej żywicą epoksydową,
- Wysokość i regulacja oparcia oraz podnóżka odbywa się poprzez silniki elektryczne,
- Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie,
- Zestaw jest standardowo wyposażony w 4 kółka z hamulcem,
- Siedzisko obraca się 45 ° w lewo i w prawo i jest blokowane ręcznie,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230 V - 50 Hz,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 10000 N,
  - Siła siłownika oparcia i podnóżka: 6000 N,
  - Siła siłownika do pozycji Trendelenburga: 2500 N
  - Maksymalny udźwig: 220 - 230 kg,
  - Maksymalna moc: 200 VA,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP66,
  - Waga fotela: 150 kg,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 910 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 518 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Podręczna tacka na narzędzia,
  - Listwa montażowa (Euroszyna) do montażu w części oparcia fotela,
  - Kolor niebieski tapicerki (błękitny),
  - Dwukolorowe obicie (oparcia / siedziska + podnóżka),
  - Trójkolorowe obicie (oparcie + siedzisko + podnóżek),
  - Przełącznik nożny (górze / dół),
  - Zestaw 4 kółek gumowych z metalową ramą i hamulcem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

