



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel do Medycyny Estetycznej TEYCO MED RENE R03 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 3 silniki elektryczne,
- Wysokość ,oparcie oraz pozycja Trendelenburga regulowana za pomocą silnika elektrycznego,
- Regulacja podnóżka za pomocą siłownika gazowego,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230V - 50 Hz,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 6000 N,
  - Siła siłownika do regulacji oparcia: 3000 N
  - Maksymalny udźwig: 180 kg,
  - Maksymalna moc: 120 VA,
  - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
  - Waga fotela: 90 kg,
  - Długość podstawy: 800 mm,
  - Maksymalna wysokość do podnóżka: 950 - 1000 mm,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 950 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 500 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Malowana stalowa podstawa z kółkami,
  - Chromowana podstawa,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Emaliowana podstawa,
  - Przezroczyste szkło kryształowe
  - Podstawa z przezroczystego szkła grubość 19mm
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

