



## Fotel do Medycyny Estetycznej TEYCO MED MARTY M02 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- Wysokość, oparcie oraz podnóżek regulowane za pomocą silnika elektrycznego,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230V - 50 Hz,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 6000 N,
  - Siła siłownika do regulacji oparcia: 6000 N,
  - Maksymalny udźwig: 180 kg,
  - Maksymalna moc: 120 VA,
  - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
  - Waga fotela: 75 kg,
  - Długość podstawy: 580 X 740 mm,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 1110 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 650 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Zestaw 4 kółek gumowych z metalową ramą i hamulcem
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

