



## Fotel do Medycyny Estetycznej TEYCO MED FRANCY B3 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 3 silniki elektryczne,
- Wykonany w całości ze stali lakierowanej powlekany żywicą epoksydową.
- Wysokość regulowana za pomocą silnika elektrycznego,
- Regulacja podnóżka, oparcia oraz pozycja Trendelenburga za pomocą silnika elektrycznego,
- Wyposażony w cztery kółka z hamulcem,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230 V – 50 Hz,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 10000 N,
  - Siła siłownika do regulacji oparcia oraz podnóżka: 6000 N
  - Siła siłownika do regulacji pozycji Trendelenburga: 2500 N,
  - Maksymalny udźwig: 220-230 kg,
  - Maksymalna moc: 200 VA,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP66,
  - Waga fotela: 150 kg,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 910 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 518 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt rolki papieru
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Podręczna taca na narzędzia,
  - Akumulator,
  - Listwa montażowa (Euroszyina) do montażu na oparciu fotela,
  - Kolor niebieski tapicerki (błękitny),
  - Dwukolorowe obicie (oparcia / siedziska + podnóżek),
  - Trójkolorowe obicie (oparcie + siedzisko + podnóżek),
  - Przełącznik nożny (górze / dół),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

