



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Taboret lekarski TEYCO MED WILLY CAR (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Wysokość regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej,
- Siedzisko taboretu jest wykonana z pianki poliuretanowej,
- Taboret ma 5 kółek oraz podnózek które zapewniają dużą stabilność oraz łatwy obrót,
- Regulacja wysokości taboretu odbywa się przy pomocy dźwigni pod siedziskiem,
- Dane techniczne:
  - Minimalna wysokość: 490 mm,
  - Maksymalna wysokość: 610 mm,
  - Skok tłoka sprężyny gazowej: 120 mm,
  - Waga: 15 kg,
  - Średnica podstawy: 630 mm,
  - Średnica podnóżka: 450 mm,
  - Średnica siedziska: 360 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

