



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret lekarski TEYCO MED HX (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Wysokość regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej,
- Siedzisko oraz oparcie taboretu jest wykonana z pianki poliuretanowej,
- Taboret ma 5 kółek oraz podnózek które zapewniają dużą stabilność oraz łatwy obrót,
- Regulacja wysokości taboretu odbywa się przy pomocy dźwigni pod siedziskiem,
- Dane techniczne:
 - Minimalna wysokość: 490 mm,
 - Maksymalna wysokość: 610 mm,
 - Skok tłoka sprężyny gazowej: 120 mm,
 - Waga: 15 kg,
 - Średnica podstawy: 630 mm,
 - Średnica podnóżka: 450 mm,
 - Średnica siedziska: 360 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

