



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel urologiczny TEYCO MED FRANCY 3 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 3 silniki elektryczne,
- Wykonany w całości ze stali lakierowanej żywicą epoksydową,
- Wyposażony w cztery kółka z hamulcem,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 230V / 50Hz,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 10 000 N,
  - Siła siłownika oparcia i podnóżka: 6000 N,
  - Maksymalny udźwig: 220 -230 kg,
  - Maksymalna moc: 200 VA,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP66,
  - Waga fotela: 150 kg,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 910 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 518 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Regulowany zagłówek,
  - Podkolanniki,
  - Pokrowce na podkolanniki,
  - Pięty teleskopowe metalowe model RING,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Podręczna taca na narzędzia,
  - Akumulator,
  - Listwa montażowa (Euroszyina) do montażu w części oparcia fotela,
  - Kolor niebieski tapicerki (błękitny),
  - Dwukolorowe obicie (oparcia/siedziska + podnóżka),
  - Trójkolorowe obicie (tył + siedzisko + podnóżek),
  - Kolposkopowe wsparcie,
  - Przełącznik nożny (górze / dół)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

