



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel urologiczny TEYCO MED IVY3 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 3 silniki elektryczne,
- Wysokość i oparcie regulowana elektrycznie,
- Regulacja podnóżka za pomocą silnika elektrycznego,
- Taca ze stali nie rdzewnej umieszczona jest pod siedziskiem,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilające: 230V - 50 Hz,,
 - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
 - Siła siłownika do regulacji wysokości oraz oparcia: 6000 N,
 - Siła siłownika gazowego: 800 N,
 - Maksymalny udźwig: 180 kg,
 - Maksymalna moc: 120 VA,
 - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A,
 - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
 - Waga fotela: 75 kg,
 - Długość podstawy: 580 x 740 mm,
 - Wysokość siedziska max (od podstawy): 950 mm,
 - Wysokość siedziska min (od podstawy): 500 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Teleskopowa podpórka pięty (dodatkowo lub w zastępstwie podnóżka),
 - Kolposkopowe wsparcie zintegrowane z siedziskiem,
 - Regulowany zagłówek,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Podkolanniki,
 - Zestaw 4 kółek z metalowa ramą i hamulcem,
 - Para pokrowców na podkolanniki,
 - Pięta teleskopowa metalowa model RING,
 - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

