



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON C22W (Produkt nowy)

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny 2MP
- Cechy monitora:
 - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
 - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
 - CISZA - Tryb wyciszenia dźwięku,
 - PRZEŁĄCZANIE - Przetwarzanie sygnałów wideo jednym przyciskiem,
 - KOLOROWY - Idealna reprodukcja kolorów,
- Zastosowanie:
 - Ambulatoria,
 - Sale chorych,
 - Służba zdrowia,
 - Sale intensywnej opieki,
 - Oddziały kliniczne,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 21,5",
 - Głębokość koloru: 16,7 Milionów,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080,
 - Rozmiar piksela: 0,248 x 0,248 mm,
 - Jasność: 250 cd/m²,
 - Kontrast: 1000 : 1,
 - Kąty widzenia: 170° pion / 170° poziom,
 - Czas reakcji: 5 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - DisplayPort: 20 pin,
 - VGA: D-Sub 15 pin,
 - Audio 3,5mm stereo jack,
 - Głośniki: 5W*2,
 - Wymiary: 523 (Szer.) x 376 (Wys.) x 179 (Głęb.) mm
 - Masa własna: 6 kg,
 - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
 - Zasilanie: AC 230 V / DC 12 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 40 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
 - Certyfikaty EN 60601, CCC, CB, FCC, CE, cTUVus,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

