



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **ŁAWKA TRZYOSOBOWA Z MECHANIZMEM SAMOPOWROTU SIEDZISKA (L3TPS1T) (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Wykonane ze sklejki formowanej sklejki zbudowanej z różnych gatunków drewna i barwionej wysokogatunkowymi bejcami,
- Stalowe okucia malowane są lakierami proszkowymi
- Siedzisko posiada mechanizm samopowrotu (automatyczne zamykanie siedziska po zwolnieniu ciężaru),
- Ławka wolnostojąca,
- Siedziska tapicerowane,
- Gabaryty:
  - Szerokość: 165 cm,
  - Głębokość: 53,7 cm,
  - Wysokość: 80 cm ,
- Dostępne konfiguracje kolorystyczne:
  - Sklejka w kolorach:
    - szary + obrzeża naturalne
    - grafit + obrzeża naturalne
    - biały+ obrzeża naturalne
    - całość w dębie naturalnym
  - Stelaże w kolorach:
    - szary,
    - grafit,
    - biały
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

