



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ŁAWKA TRZYOSOBOWA Z MECHANIZMEM SAMOPOWROTU SIEDZISKA (L3TPS1UT) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Wykonane ze sklejki formowanej sklejki zbudowanej z różnych gatunków drewna i barwionej wysokogatunkowymi bejcami,
- Stalowe okucia malowane są lakierami proszkowymi
- Siedzisko posiada mechanizm samopowrotu (automatyczne zamykanie siedziska po zwolnieniu ciężaru),
- Ławka przytwierdzona do podłogi,
- Siedzisko tapicerowane,
- Gabaryty:
 - Szerokość: 168 cm,
 - Głębokość: 50,5 cm,
 - Wysokość: 80 cm ,
- Dostępne konfiguracje kolorystyczne:
 - Sklejka w kolorach:
 - szary + obrzeża naturalne
 - grafit + obrzeża naturalne
 - biały+ obrzeża naturalne
 - całość w dębie naturalnym
 - Stelaże w kolorach:
 - szary,
 - grafit,
 - biały
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

