



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ŁÓŻKO REHABILITACYJNE DREAM 325 (Linak) (Produkt nowy)

- Nowe
- Produkcji polskiej
- Łóżko posiada czterosegmentowe leże
- Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud
- Regulacja wysokości leża w zakresie od 40 cm do 80 cm
- Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota
- Możliwość blokady poszczególnych pozycji leża (Linak)
- Elementy metalowe malowane proszkowo
- Elementy drewniane w kolorze bukowym
- Cztery koła antystatyczne z możliwością blokady
- Wysięgnik i barierki boczne w wyposażeniu standardowym
- Łóżko wyposażone w siłowniki LINAK®
- Parametry Techniczne:
 - Napęd i sterowanie LINAK
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 200 kg
 - Maksymalna waga użytkownika: 165 kg
 - Ciężar całkowity: 87,0 kg
 - Wymiary zewnętrzne: długość 218 cm, szerokość 102 cm
 - Regulacja segmentu oparcia pleców: 0 ÷ 70°
 - Regulacja segmentu oparcia podudzi: 0 ÷ 20°
 - Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych: 40 - 80 cm,
 - Prześwit pod łóżkiem: ok 24cm,
 - Kółka jezdne: 100 mm z hamulcem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 24 - miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

