



## Wyciąg ortopedyczny (przystawka) SCHMITZ 101.520 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej, 2002r,
- Pełna regulacja manualna,
- Podnóżki z butami zapinane na rzep,
- Podnóżki regulowane na korbę w zakresie 10 cm, oraz regulacja na szynie
- Oparcie o wymiarach 53 x 32 x 5,5 cm ,
- Wałek o średnicy  $\varnothing$  10 cm,
- Gabaryt ogólny: 144 x 60 x 60 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

