



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wyciąg ortopedyczny (przystawka) ESCHMANN (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Pełna regulacja manualna,
- Podnóżki z butami zapinane na rzep,
- Podnóżki regulowane na korbę w zakresie 10 cm, oraz regulacja na szynie,
- Gabaryt ogólny: 53 x 121 x 72 cm,
- Wymiary ramion:
 - 2 x 37,5 cm,
 - 2 x 42 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

