



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl




Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Standard 2 Section (SM2560-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Przełącznik ręczny w standardzie,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 194 cm,
 - Szerokość leża 63 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od -25 ° do 75 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Elektryczny obwód działania przełącznika (6001),
 - Szynowe barierki boczne - para (6002),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6002P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004)
 - Wieszak na papier (6005),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Pokrywa ochronna ramy podstawy stołu (6053),
 - Wieszak do kroplówki (6054),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



