




## Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Standard 2 Section (SM2570-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz regulacja oparcia za pomocą siłowników elektrycznych,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Przełącznik ręczny w standardzie,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 194 cm,
  - Szerokość leża 63 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 85 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Elektryczny obwód działania przełącznika (6001),
  - Szynowe barierki boczne - para (6002),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (6002P),
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
  - Wieszak na papier (6005),
  - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
  - Pokrywa ochronna ramy podstawy stołu (6053)
  - Wieszak do kroplówki (6054),
  - Zapasowa bateria (6057),
  - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

