



Stół diagnostyczny - zabiegowy Innovation Deluxe 2 Section (MG2675-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz regulacja oparcia za pomocą siłowników elektrycznych,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół posiada pionową konstrukcję podnoszenia aby zminimalizować przestrzeń co zapewnia maksymalną stabilność podczas wszystkich zabiegów,
- Gładka uformowana pokrywa podstawy minimalizuje gromadzenie się brudu i ułatwia czyszczenie,
- Stół w standardzie został wyposażony w zdejmowalny zagłówek (6007) oraz uchwyt papieru (6005),
- Rama pokrywy i podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- W stole zastosowano przeciwbakteryjną tapicerkę SEERS ComfortPlus™,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Możliwe przechyły stołu to:
 - Pozycja Trendelenburga (od -15 ° do 15 °)
 - Pozycja CPR (pozycja zerowa),
- Dane techniczne: Długość całkowita leża stołu: 200 cm,
 - Szerokość leża 70 cm wykonanego z pianki o średniej gęstości i grubości 60 mm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 250kg (550 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od -20 ° do 85 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 47 cm do 97cm,
 - Duże koła Tente® Ø125mm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Szynowe barierki boczne - para (6002),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6002P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówku (6004),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Wieszak do kroplówki (6054),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

