



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Mobile Treatment 2 (SM2660-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie został wyposażony w uchwyt papieru (6005) oraz szynowe barierki boczne (6002),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 194 cm,
  - Szerokość leża 63 cm wykonanego z pianki ,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od -25 ° do 75 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
  - Duże kółka Tente® Ø125mm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Tapicerowane barierki boczne - para (6002P),
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
  - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
  - Pokrywa ochrona podstawy dla długiej podstawy (6053),
  - Wieszak do kroplówki (6054),
  - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)

