



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Mobile Treatment 2 (SM2670-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz regulacja oparcia za pomocą siłowników elektrycznych,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie został wyposażony w uchwyt papieru (6005) oraz szynowe barierki boczne (6002),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 189 cm,
 - Szerokość leża 63 cm wykonanego z pianki ,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od -25 ° do 75 ° ,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
 - Duże kółka Tente® Ø125mm,
 - Waga: 79 kg,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6002P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Pokrywa ochrona podstawy dla długiej podstawy (6053),
 - Wieszak do kroplówki (6054),
 - Podwójny przełącznik nożny (6207),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancji na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

