




## Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Mobile Treatment 3 (SM3670-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji sekcji nóg za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie został wyposażony w uchwyt papieru (6005) oraz szynowe barierki boczne (6003),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 191 cm,
  - Szerokość leża 63 cm wykonanego z pianki ,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 85 ° ,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od - 25 ° do 75 ° ,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
  - Duże kółka Tente® Ø125mm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
  - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
  - Pokrywa ochrona podstawy dla długiej podstawy (6053),
  - Wieszak do kroplówki (6054),
  - Podwójny przełącznik nożny - (6207),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATK.]

