



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare 3 Section (SM3560-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 191 cm,
 - Szerokość leża 63 cm wykonanego z pianki ,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 85 ° ,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od - 25 ° do 75 ° ,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Elektryczny obwód działania przełącznika - (6001),
 - Szynowe barierki boczne - para (6003),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Pokrywa ochrona podstawy dla długiej podstawy (6053),
 - Wieszak do kroplówki (6054),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Pojedynczy przełącznik nożny - (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATĄ]



