



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Innovation Standard 3 (MG3670-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji nóg za pomocą siłownika elektrycznego
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną stabilność podczas wszystkich zabiegów,
- Gładka uformowana pokrywa podstawy minimalizuje gromadzenie się brudu i ułatwia czyszczenie,
- Rama pokrywy i podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 200 cm,
 - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki o średniej grubości 40 mm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 250kg (550 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od - 35 ° do 10 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 95 cm,
 - Duże kółka Tente® Ø125mm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Szynowe barierki boczne - para (6003),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Wieszak do kroplówki (6054),
 - Zapasowa bateria (6057),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

