



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)


Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół diagnostyczny - zabiegowy Innovation Deluxe 3 (MG3675-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji nóg za pomocą siłownika elektrycznego
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Stół posiada pionową konstrukcję podnoszenia aby zminimalizować przestrzeń co zapewnia maksymalną stabilność podczas wszystkich zabiegów,
- Stół w standardzie został wyposażony w zdejmowalny zagłówek(6007) oraz uchwyt papieru (6005),
- Gładka uformowana pokrywa podstawy minimalizuje gromadzenie się brudu i ułatwia czyszczenie,
- Rama pokrywy i podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- W stole zastosowano przeciwbakteryjną tapicerkę SEERS ComfortPlus™,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Możliwe przechyły stołu to:
  - Pozycja Trendelenburga ,
  - Pozycja Anty-Trendelenburga,
  - Pozycja CPR (pozycja zerowa),
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 199 cm,
  - Szerokość leża 70 cm wykonanego z pianki o średniej gęstości i grubości 60 mm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 250kg (550 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od - 35 ° do 10 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 47 cm do 97 cm,
  - Duże kółka Tente® Ø125mm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Szynowe barierki boczne - para (6003),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówku (6004),
  - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
  - Wieszak do kroplówki (6054),
  - Zapasowa bateria (6057),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



**TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]**

