



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Multi-Couch - Single Footrest (SM9556-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Regulacja pozycji oparcia i podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 180 cm,
 - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -85 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 50 cm do 105 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz z zatyczką w podglówku (6004),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Metalowe strzemiona do zabiegów ginekologicznych (6044),
 - Podnóżki do zabiegów ginekologicznych (6045),
 - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052)
 - Wieszak do kroplówki (6054),
 - Zapasowa bateria (6057),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



