



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)



Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Orthopaedic-Couches (SM5565-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Segment nożny jest regulowany i można go wysunąć co jest przydatne dla wyższych pacjentów,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 180 cm lub 185 cm przy wyciągniętym segmencie nożnym,
  - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -85 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Ortopedyczny podłokietnik (5006),
  - Ortopedyczny moduł siedziska (5007),
  - Ortopedyczne rolki wsparcia kolana - zestaw (5008),
  - Ortopedyczne wsparcie nogi (5009),
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
  - Wieszak na papier (6005),
  - Zdemowalny zagłówek - Poduszka (6007),
  - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052)
  - Zapasowa bateria (6057),
  - Taboret operatora (6103),
  - Deluxe krzesło siodło z nachyleniem siedziska (6107),
  - Pojedynczy przełącznik nożny (6200)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



**TAPICERKI STANDARD (W CENIE )**

STANDARD

PRAISTON

**TAPICERKI STANDARD +[JA DOPŁAT]**

WYBÓR KOLORU

PRAISTON