



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Orthopaedic-Couches (SM5565-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Segment nożny jest regulowany i można go wysunąć co jest przydatne dla wyższych pacjentów,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 180 cm lub 185 cm przy wyciągniętym segmencie nożnym,
 - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -85 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Ortopedyczny podłokietnik (5006),
 - Ortopedyczny moduł siedziska (5007),
 - Ortopedyczne rolki wsparcia kolana - zestaw (5008),
 - Ortopedyczne wsparcie nogi (5009),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052)
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Taboret operatora (6103),
 - Deluxe krzesło siodło z nachyleniem siedziska (6107),
 - Pojedynczy przełącznik nożny (6200)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD +(JA DOPŁAT) (DODATKOWO)

