




Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Echocardiography Couches (SM3590-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i przechyłów za pomocą siłowników elektrycznych,
- Regulacja sekcji nóg regulowana ręcznie,
- Stół ma możliwość ustawienia Pozycja Trendelenburga
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Stół w standardzie został wyposażony w zdejmowalny zagłówek (6007) oraz uchwyt papieru (6005),
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 208 cm,
 - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od - 25 ° do 70 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 50 cm do 103 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Zapasowa bateria (6057),
 - W pełni regulowany podłokietnik (6123),
 - Potrójny przełącznik nożny (6209)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6123



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

