



## Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Echocardiography Couches (SM3690-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)


- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokości, przechyłów i oparcia za pomocą siłowników elektrycznych,
- Regulacja sekcji nóg regulowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół ma możliwość ustawienia Pozycja Trendelenburga
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Stół w standardzie został wyposażony w zdejmowalny zagłówek (6007) oraz uchwyt papieru (6005),
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 208 cm,
  - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od - 25 ° do 70 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 50 cm do 103 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Zapasowa bateria (6057),
  - W pełni regulowany podłokietnik (6123),
  - Potrójny przełącznik nożny (6209)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6123



110cm 110cm 110cm



Height Range 50cm - 103cm



### TAPICERKI STANDARD [W CENIE]



STANDARD

