



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Ultrasound Couches (SM9686D-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokości, przechyłów i oparcia za pomocą siłowników elektrycznych,
- Regulacja sekcji nóg regulowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół ma możliwość ustawienia Pozycja Trendelenburga
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Stół w standardzie został wyposażony w zdejmowalny zagłówek (6007), uchwyt papieru (6005), pokrywę ochronną podstawy dla krótkiej podstawy (6052) oraz w tym samym kolorze taboret operatora (MC6158),
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 180 cm,
  - Szerokość leża 70 cm wykonanego z pianki,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do - 85 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówku (6004),
  - Podłokietnik pierścieniowy (6041),
  - Metalowe strzemiona do zabiegów ginekologicznych (6044),
  - Podnóżki do zabiegów ginekologicznych (6045),
  - Wieszak do kroplówki (6054),
  - Zapasowa bateria (6057),
  - Standardowe krzesło operatora (6100),
  - Potrójny przełącznik nożny (6209)
  - Surgeons&Sonographers krzesło - wysokie z pierścieniem (MC6159),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6044



Model MC615B Sonographers



Width  
47cm

Width  
70cm

38cm

49cm

93cm

PRAYSTON



All Models

Height range 52cm to 106cm



TAPICERKI STANDARD (W CENIE )



STANDARD

