



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)


Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Gynaecology Couches (SM8593D-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji nóg za pomocą siłowników elektrycznych,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Siedzisko stołu z wycięciem w kształcie półksiężyca,
- W standardzie Wieszak na papier (6005), zdejmowalny zagłówek - poduszka (6007), regulowane podkolanniki, podłokietniki pierścieniowe (6041), taca, zdejmowane składane rozszerzenie sekcji nóg (6043), pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052) oraz standardowe krzesło operatora (6100),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 178 cm,
  - Szerokość leża 65 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Dodatkowe wymienne rozszerzenie sekcji nóg (6043),
  - Zapasowa bateria (6057),
  - Potrójny przełącznik nożny (6209)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATĄ]

