



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Gynaecology Couches (SM8593D-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji nóg za pomocą siłowników elektrycznych,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Siedzisko stołu z wycięciem w kształcie półksiężyca,
- W standardzie Wieszak na papier (6005), zdejmowalny zagłówek - poduszka (6007), regulowane podkolanniki, podłokietniki pierścieniowe (6041), taca, zdejmowane składane rozszerzenie sekcji nóg (6043), pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052) oraz standardowe krzesło operatora (6100),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 178 cm,
 - Szerokość leża 65 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Dodatkowe wymienne rozszerzenie sekcji nóg (6043),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Potrójny przełącznik nożny (6209)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)

