



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare GP Gynaecology Couches (SM8543D-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość, przechyły oraz sekcja oparcia stołu regulowana za pomocą siłowników elektrycznego,
- Regulacja pozycji sekcji zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siedzisko stołu z wycięciem w kształcie półksiężyca,
- W standardzie otwór na twarz (6004), wieszak na papier (6005), metalowe strzemię do zabiegów ginekologicznych (6045), taca ze stali nierdzewnej, pokrywa ochronna podstawy dla długiej podstawy (6053), zdejmowalny zagłówek - poduszka (6007) oraz standardowe krzesło operatora (6100),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 196 cm,
 - Szerokość leża 70 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Sekcja głowy regulowana w zakresie -25 ° do 50 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 50 cm do 103 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Podnóżki do zabiegów ginekologicznych (6045),
 - Pokrywa ochronna podstawy dla długiej podstawy (6053),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Potrójny przełącznik nożny (6209),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6045



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATK]



Height range 50cm to 103cm



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]

