



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek do transportu i mycia pacjenta łóżkowna Shower Trolley (ST7700-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Wózek posiada duże koła z centralnym zamkiem które zapewniają dużą zwrotność,
- W standardzie wózek wyściełany jest w piankę powlekaną wykładziną PVC z podporami bocznymi,
- Łatwe odprowadzanie wody dzięki osadzonemu w podstawie leża wylotowi połączonemu z rurą odpływową,
- Na wszystkich rogach wózka zamontowane są zderzaki które zapewniają ochronę w czasie transportu (zderzaki można usunąć w takim przypadku szerokość wózka to 65 cm),
- Wysokość wózka można obniżyć do wysokości wózka inwalidzkiego co ułatwia przełożenie pacjenta,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 195 cm,
 - Szerokość wózka ze zderzakami 74 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
 - Zakres regulacji wysokości wózka od 41 cm do 94 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Wymienna okładzina PVC (6093),
 - Wymienna poduszka z PVC (6094)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 - miesiące na siłowniki hydrauliczne,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

