



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Bariatric 2 Section (SM2673-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- W standardzie pilot ręczny,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 200 cm,
 - Szerokość leża 80 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 325 kg (715lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 75 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Szynowe barierki boczne - para (6074),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6074P),
 - Tapicerka z membraną 60 mm z pianki dla dodatkowego komfortu pacjenta (6076),
 - Podwójny przełącznik nożny (6207)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATĄ]

